


Anti-Cdk5-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper [Ko-Validiert] Für Wb Und Elisa - Q00535

Artikelnummer: CM0006925



Einführung

KO-validierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen CDK5, geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Erforscht neuronale Entwicklung, Apoptose und Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] CDK5 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	LIST7; PSSALRE; K5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1020
Gen-ID	1020
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 92-289 des humanen CDK5 (NP_004926.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q00535
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistasche