


Anti-Cdk5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q00535

Artikelnummer: CM0028533



Einführung

Validierter CDK5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte CDK5. Wesentlich für die neuronale Entwicklung. Ideal für Forschung zu Zellzyklus, Apoptose und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] CDK5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LIS7; PSSALRE; K5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1020
GenID	1020
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-292 von menschlichem CDK5 (NP_004926.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00535
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel