


Anti-Cdk5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Elisa - Q00535

Artikelnummer: CM0022581



Einführung

KO-validiertes kaninchenpolyklonales Antikörper gegen humanes CDK5 (zyklinabhängige Kinase 5), geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Detektiert CDK5 in humanen, murinen und rattigen Proben und unterstützt die Forschung zu Zellzyklus, Neurogenese und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] CDK5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LIS7; PSSALRE; K5
Spezies	Human
Gen-ID	1020
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 170-289 von humanem CDK5 (NP_004926.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q00535
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel