

Anti-Cdk5R1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15078

Artikelnummer: CM0006809



Einführung

CDK5R1 Kaninchen-mAb (p35), validiert für Human, Maus, Ratte WB/ELISA.

Neuronenspezifischer CDK5-Aktivator, beteiligt an Neuritenwachstum, kortikaler Laminierung und Regulation der zirkadianen Uhr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK5R1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Spezies	Human
GenID	8851
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem CDK5R1 (NP_003876.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15078
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel