


Anti-Cdk5R1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15078

Artikelnummer: CM0007597



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen CDK5R1 (p35), geeignet für Western Blot, IF/ICC, IF-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung zu Neuritenwachstum und zirkadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK5R1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8851
GenID	8851
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15078
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel