

Anti-Cdk5Rap1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Sz6

Artikelnummer: CM0024037

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen menschliches CDK5RAP1, eine mitochondriale tRNA-Methylthiotransferase, die für die Proteinübersetzung essentiell ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK5RAP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	C42; CGI-05; HSPC167; C20orf34; CDK5RAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51654
Gen-ID	51654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-350 von menschlichem CDK5RAP1 (NP_057492.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96SZ6
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel