


Anti-Cdk5Rap2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Sn8

Artikelnummer: CM0016405



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen CDK5RAP2 (Cep215) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem Protein; 215 kDa. Für Studien zur Zentriol-Regulation und Spindelorientierung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Wert
Produktname	CDK5RAP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	C48; MCPH3; Cep215; CDK5RAP2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55755
GeneID	55755
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1744-1893 von humanem CDK5RAP2 (NP_060719.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96SN8
Proteinmasse	215kDa
Versand	Eisbeutel