


Anti-Cdk5Rap3 (C53/Lzap) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jb5

Artikelnummer: CM0027852



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen CDK5RAP3 (C53/LZAP), hergestellt mit rekombinantem Immunogen (AS 1-300). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Ufmoylierung, Ribosomen-Rezyklierung und Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK5RAP3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	80279
GenID	80279
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 des menschlichen CDK5RAP3 (NP_788276.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96JB5
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel