


Anti-Cdk6-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q00534

Artikelnummer: CM0002505



Einführung

Hochwertiger kaninchemonoklonaler Antikörper gegen humanes CDK6. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human und Ratte. Ideal für Zellzyklus- und Differenzierungsforschung. 37kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Spezies	Human
GeneID (Human)	1021
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 227-326 von humanem CDK6 (Q00534) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q00534
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel