


## Anti-Cdk6 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q00534

Artikelnummer: CM0009042



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes CDK6 (37 kDa), einen Schlüsselregulator des G1/S-Zellzyklusübergangs. Validiert für WB, IP, IF/ICC und ELISA. Nützlich für Onkologie und Zelldifferenzierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CDK6 Rabbit mAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | MCPH12; PLSTIRE                                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                  |
| GenID (Mensch)    | 1021                                                                                                                    |
| GenID             | 1021                                                                                                                    |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 227-326 von humanem CDK6 (NP_001250.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                               |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, IP, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                  |
| SWISS             | Q00534                                                                                                                  |
| Proteinmasse      | 37 kDa                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                               |