


Anti-Cdk6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q00534

Artikelnummer: CM0013692



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CDK6, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Detektiert eine Bande bei ~37 kDa. Ideal für die Zellzyklusregulation und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1021
Gen-ID	1021
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 226-326 von humanem CDK6 (NP_001250.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q00534
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel