


Anti-Cdk6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q00534

Artikelnummer: CM0014497



Einführung

CDK6 Kaninchen-pAb validiert für WB in Human, Maus, Ratte. Zielt auf cyclin-abhängige Kinase 6 (37kDa), einen wichtigen Zellzyklus-Regulator. Ideal für Krebs- und Differenzierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK6 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MCPH12; PLSTIRE; CDK6
Spezies	Mensch
GenID	1021 (Mensch)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-326 von humanem CDK6 (NP_001250.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00534
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel