


Anti-Cdk8 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49336

Artikelnummer: CM0011616



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf die menschliche Cyclin-abhängige Kinase 8 (CDK8) abzielt. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Mediator-Komplex und zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K35; IDDHBA; CDK8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1024
GenID	1024
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 1-100 des menschlichen CDK8 (P49336).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P49336
Proteinmasse	53 kDa
Versand	Eisbeutel