


Anti-Cdk8 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49336

Artikelnummer: CM0005382



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CDK8, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines CDK8, eine Kinase, die für die Funktion des Mediator-Komplexes und die Erforschung der Transkriptionsregulation essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK8 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	CDK8; K35; Cyclin-abhängige Kinase 8
Spezies	Human
GeneID	1024
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 364-464 von humanem CDK8 (NP_001251.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P49336
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel