

Anti-Cdk9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P50750

Artikelnummer: CM0003075



Einführung

KO validierter kaninchen monoklonaler Anti-CDK9-Antikörper nachweist humanes, Maus- und Ratten-CDK9. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal für Studien zur Transkription und Genexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CDK9 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; K9
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1025
GeneID	1025
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 273-372 von menschlichem CDK9 (P50750)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50750
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel