

Anti-Cdk9 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50750

Artikelnummer: CM0013666



Einführung

Menschlicher CDK9-kaninchen-polyclonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-CDK9. Geeignet für Forschung zu Transkriptionsregulation und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDK9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; CDK9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1025
GenID	1025
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50750
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel