

Anti-Cdkl3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ivw4

Artikelnummer: CM0019603



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CDKL3 (NKIAMRE), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Kinas-Signalwegforschung. UniProt Q8IVW4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NKIAMRE; CDKL3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51265
Gen-ID	51265
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-120 von humanem CDKL3 (NP_001107047) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IVW4
Proteinmolekulargewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel