

Anti-Cdkn1A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P39689

Artikelnummer: CM0022230

Einführung

Hochwertiger Anti-CDKN1A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Maus- und Ratten-CDKN1A (p21), einem wichtigen Zellzyklus-Inhibitor. Ideal für Krebs- und DNA-Schadensforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P21; CDKI; CIP1; SDI1; Waf1; mda6; CAP20; Cdkn1; p21WAF; p21Cip1; CDKN1A
Spezies	Maus
GeneID (human)	1026
GeneID	12575
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-159 von Maus-CDKN1A (NP_031695.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P39689
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel