

Anti-Cdkn1A/P21Cip1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P38936

Artikelnummer: CM0007224



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CDKN1A/p21CIP1 (p21). Validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt eine Bande bei 18 kDa; ideal für Zellzyklus- und onkologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN1A/p21CIP1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1026
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-164 des humanen CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P38936
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku