

Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P38936

Artikelnummer: CM0012728



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CDKN1A/p21CIP1, validiert für WB, IP, IF/ICC, ELISA. Erkennt humane und murine Targets; ideal für Zellzyklus- und DNA-Schadensstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CDKN1A/p21CIP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1026
GeneID	1026
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-164 von humanem CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P38936
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eistasche