

Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38936

Artikelnummer: CM0015941



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CDKN1A/p21CIP1 für Western Blot, IHC, IF und ELISA. Validiert für Human, Maus, Ratte. Geeignet für Zellzyklus- und DNA-Schadensreaktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN1A/p21CIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1026
GenID	1026
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-164 von humanem CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P38936
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel