

Anti-Cdkn1A/P21Cip1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P38936

Artikelnummer: CM0024830



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CDKN1A/p21CIP1 (p21). Validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Detektiert eine Bande bei ca. 18 kDa. Ideal für die Krebs- und Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN1A/p21CIP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; CDKN1A/p21CIP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1026
Gen-ID	1026
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-164 des humanen CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P38936
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku