


Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P46527

Artikelnummer: CM0017717



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CDKN1B/p27KIP1, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt human, Maus, Ratte. Cyclin-abhängiger Kinase-Inhibitor, der den Zellzyklusfortschritt reguliert; essentiell für den G1-Arrest. Geeignet für Tumorsuppressor-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN1B/p27KIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1027
GeneID	1027
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-198 von humanem CDKN1B/p27KIP1 (NP_004055.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P46527
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel