

Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49918

Artikelnummer: CM0023382

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CDKN1C/p57 Kip2 (zyklinabhängiger Kinase-Inhibitor 1C), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Zellzyklus- und Tumorsuppressor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN1C/p57 Kip2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1028
Gen-ID	1028
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-107 von menschlichem CDKN1C/p57 Kip2 (NP_000067.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49918
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel