

Anti-Cdkn1C/P57 Kip2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P49918

Artikelnummer: CM0005958

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CDKN1C/p57 Kip2 (Cyclin-abhängige Kinase-Inhibitor 1C, P49918), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Zellzyklusarretierung, Proliferation und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN1C/p57 Kip2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	BWS; WBS; p57; BWCR; KIP2; p57Kip2; CDKN1C/p57 Kip2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1028
Gen-ID	1028
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49918
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel