


Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper [Ko-Validiert] Für Wb, If, Ihc-P, Elisa - P42771 / Q8N726

Artikelnummer: CM0011426



Einführung

Hochspezifischer kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen CDKN2A/p16INK4a, validiert für den Knockout (KO)-Nachweis. Geeignet für WB, IF, IHC-P und ELISA in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] CDKN2A/p16INK4a Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
Spezies	Human
GeneID (Human)	1029
GeneID	1029
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P42771/Q8N726
Protein-Gewicht	8-17 kDa
Versand	Eisbeutel