


Anti-Cdkn2A/P19Arf Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q64364

Artikelnummer: CM0007493



Einführung

CamelBio bietet einen anti-Maus CDKN2A/p19ARF Kaninchen-Monoklonalen Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf den Tumorsuppressor ARF ab, geeignet für die Forschung zu Zellzyklus, Apoptose und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN2A/p19ARF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	1029
GenID	12578
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64364
Proteingewicht	19KDa
Versand	Eisbeutel