

Anti-Cdkn2A/P19Arf Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q64364-1

Artikelnummer: CM0006188

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CDKN2A/p19ARF (p19ARF). Für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Immunogen: synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100. Kreuzreagiert mit Maus. Berechnetes Molekulargewicht: 19 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN2A/p19ARF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); CDKN2A/p19ARF
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	1029
Gen-ID	12578
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von Maus p19ARF (NP_034007.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64364-1
Protein-Gewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel