

Anti-Cdkn2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42772

Artikelnummer: CM0026581

Einführung

CDKN2B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P42772), validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Zellzyklus- und Tumorsuppressor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CDKN2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P15; MTS2; TP15; CDK4I; INK4B; p15INK4b; CDKN2B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1030
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-138 von humanem CDKN2B (NP_004927.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42772
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel