


Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42773

Artikelnummer: CM0016173



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen CDKN2C/p18-INK4C gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Dieser Antikörper erkennt den cyclin-abhängigen Kinase-Inhibitor, der den Zellzyklusfortschritt durch Interaktion mit CDK6/CDK4 reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN2C/p18-INK4C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1031
GenID	1031
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-168 von menschlichem CDKN2C/p18-INK4C (P42773) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P42773
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eisbeutel