


Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42773

Artikelnummer: CM0020641



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen CDKN2C/p18-INK4C, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Proben aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Zellzyklusforschung und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN2C/p18-INK4C-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p18; INK4C; p18-INK4C; CDKN2C/p18-INK4C
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1031
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-168 des menschlichen CDKN2C/p18-INK4C (NP_523240.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42773
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku