


Anti-Cdkn2C/P18-Ink4C-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P42773

Artikelnummer: CM0011179



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen CDKN2C/p18-INK4C, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt Targets aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Zellzyklus- und Krebsforschung. Rekombinantes Immunogen, 18 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] CDKN2C/p18-INK4C-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	p18; INK4C; p18-INK4C; 4C
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1031
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-120 des humanen CDKN2C/p18-INK4C (P42773) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42773
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku