


Anti-Cdkn2D Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55273

Artikelnummer: CM0028936



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CDKN2D (p19-INK4d) für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und Maus-CDKN2D. Ideal für die Forschung zu Zellzyklus und Tumorsuppressoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN2D Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	p19; INK4D; p19-INK4D; CDKN2D
Spezies	Human
GeneID (human)	1032
GeneID	1032
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-166 des humanen CDKN2D (NP_001791.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P55273
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Kühlakku