


Anti-Cdkn3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16667

Artikelnummer: CM0019319



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CDKN3, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zur Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDKN3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KAP; CDI1; CIP2; KAP1; CDKN3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1033
Gen-ID	1033
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16667
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel