

Anti-Cdsn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15517

Artikelnummer: CM0015097

Einführung

Hochwertiger Anti-CDSN Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte. Für die epidermale Barriere- und Hautforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDSN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSS; HTSS; PSS1; HTSS1; HYPT2; CDSN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1041
GenID	1041
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem CDSN (NP_001255.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15517
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel