

Anti-Cdx1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P47902

Artikelnummer: CM0012710



Einführung

Cdx1 monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes Cdx1 (28kDa), einen Transkriptionsfaktor, der an Dickdarmkrebs und intestinale Differenzierung beteiligt ist. Ideal für Krebsforschung und epigenetische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cdxx1 Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1044
GenID	1044
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Cdx1 (P47902) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P47902
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel