

Anti-Cdx2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99626

Artikelnummer: CM0003450



Einführung

Hochleistungsfähiger, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CDX2 (Q99626). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus-CDX2. Ideal für Studien des Darmepithels, Forschung zu kolorektalem Karzinom und Analysen der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] CDX2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1045
Gen-ID	1045
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CDX2 (Q99626) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q99626
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eistüte