

Anti-Cdx4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 014627

Artikelnummer: CM0026259

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CDX4, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal zur Untersuchung der Funktion von Homeobox-Proteinen bei der Entwicklungstranskriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDX4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDX4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1046
Gen-ID	1046
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-170 von humanem CDX4 (NP_005184.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O14627
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel