


Anti-Cdy1B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6F8

Artikelnummer: CM0016053



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes CDY1B, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt testisspezifischen Chromatin-Modifikator mit Histon-Acetyltransferase-Aktivität; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Spermatogenese- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDY1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDY; CDY1B
Spezies	Mensch
GenID	253175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 60-320 von humanem CDY1B (NP_001003895.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6F8
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel