

Anti-Cdyl2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N8U2

Artikelnummer: CM0031091



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper spezifisch für Chromodomain Y-like Protein 2 (CDYL2/PCCP1). Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Unterstützt die Erforschung von Kernproteinen und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CDYL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCCP1; CDYL2
Spezies	Human
GeneID (Human)	124359
GeneID	124359
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 60-230 des humanen CDYL2 (NP_689555.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N8U2
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel