

Anti-Ceacam5 (Cea/Cd66E) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06731

Artikelnummer: CM0018146



Einführung

Hochwertiger CEACAM5-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes karzinoembryonales Antigen (CEA/CD66e), ~77 kDa. Ideal für die Darmkrebsforschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CEACAM5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Spezies	Human
GeneID (human)	1048
GeneID	1048
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-685 des humanen CEACAM5 (NP_001278413.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P06731
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel