

Anti-Ceacam5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06731

Artikelnummer: CM0002657



Einführung

Hochwertiger muriner anti-humaner CEACAM5 monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Rekombinantes Immunogen (Aa 35-685). Erkennt CEA/CD66e. Geeignet für Krebsforschung, Studien zur Zelladhäsion und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEACAM5 Mouse mAb
Bemerkungen/Alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1048
Gen-ID	1048
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 35-685 von humanem CEACAM5 enthält
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06731
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel