

Anti-Ceacam5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06731

Artikelnummer: CM0017060



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CEACAM5 (CEA, CD66e). Validiert für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus. Geeignet für die Untersuchung von Zelladhäsion, Tumorprogression und die Forschung an kolorektalem Karzinom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEACAM5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1048
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-702 des humanen CEACAM5 (P06731) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P06731
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel