

Anti-Ceacam5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P06731

Artikelnummer: CM0005188



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CEACAM5 (CEA/CD66e), validiert für Western Blot, IHC-Paraffin und ELISA. Rekombinantes Immunogen, das die extrazelluläre Domäne umspannt; ideal zur Untersuchung von Zelladhäsion, Tumorprogression und kolorektalem Karzinom. Reagiert mit humanem Material.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEACAM5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CEA; CD66e; CEACAM5
Spezies	Human
GeneID (human)	1048
GeneID	1048
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-685 von humanem CEACAM5 (NP_004354.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P06731
Protein-Gewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel