

Anti-Ceacam5/Cd66E-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P06731

Artikelnummer: CM0012599



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-antikörper gegen humanes CEACAM5/CD66e (CEA) für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein 76-kDa-Glykoprotein, das an der Zelladhäsion und Tumorprogression beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CEACAM5/CD66e-mAb
Bemerkungen/Alias	CEACAM5; CD66e; CEA; karzinoembryonales antigenverwandtes Zelladhäsionsmolekül 5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1048
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 35–685 des humanen CEACAM5/CD66e (NP_004354.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06731
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Kühlakku