


Anti-Ceacam6 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40199

Artikelnummer: CM0003990



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CEACAM6 (CD66c) für WB und ELISA. Rekombinantes Immunogen (aa 35-320) zielt auf dieses 37 kDa Zelladhäsionsprotein ab, das eine Rolle bei der Tumorprogression und Neutrophilen-Interaktion spielt. Swiss-Prot: P40199.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEACAM6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Spezies	Mensch
Gen-ID	4680 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 35-320 von humanem CEACAM6 (NP_002474.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40199
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel