

Anti-Ceacam6 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P40199

Artikelnummer: CM0011333



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CEACAM6 (CD66c), validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Zelladhäsion, Tumorprogression und Neutrophilen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEACAM6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4680
GenID	4680
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem CEACAM6 entspricht (P40199)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40199
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel