


Anti-Ceacam6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40199

Artikelnummer: CM0026644



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CEACAM6, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines CEACAM6; geeignet für Zelladhäsions- und Tumorprogressionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEACAM6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
Spezies	Human
GeneID (Human)	4680
GeneID	4680
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-320 von humanem CEACAM6 (NP_002474.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P40199
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eistüte