

Anti-Cebp Delta/Cebpd Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49716

Artikelnummer: CM0002205

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-CEBPD-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Geeignet für Studien zur Immun- und entzündlichen Genregulation. Vorhergesagtes Molekulargewicht 28 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CEBP Delta/CEBPD Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1052
Gen-ID	1052
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49716
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel