

Anti-Cebp Delta/Cebpd Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P49716

Artikelnummer: CM0018269

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CEBP Delta/CEBPD-Protein, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Immunogen: synthetisches Peptid (aa 50-150). Ideal für die Untersuchung des Transkriptionsfaktors C/EBP-delta in Immunantwort und Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	CEBP Delta/CEBPD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1052
Gen-ID	1052
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem CEBP Delta/CEBPD (NP_005186.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49716
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eistasche